

	Oticon Real 1	Oticon Real 2	Oticon Real 3
Konuşmayı Anlama			
MoreSound Intelligence™ 2.0	Seviye 1	Seviye 2	Seviye 3
- Ortam yapılandırması	5 Seçenek	5 Seçenek	3 Seçenek
- Sanal Dış Kulak	3 Yapılandırma	1 Yapılandırma	1 Yapılandırma
- Uzamsal Dengeleyici	%100	%60	%60
- Nöral Gürültü Bastırma, Zor / Kolay	10 dB / 4 dB	6 dB / 2 dB	6 dB / 0 dB
- Ses Güçlendirici	3 Yapılandırma	2 Yapılandırma	1 Yapılandırma
- Wind & Handling Stabilizer	•	•	•
MoreSound Amplifier™ 2.0	•	•	•
- SuddenSound Stabilizer	6 Yapılandırma	5 Yapılandırma	4 Yapılandırma
Feedback Önleme	MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı	MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı	MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı
Spatial Sound™	4 Tahmin Edici	2 Tahmin Edici	2 Tahmin Edici
Hafif Konuşma Yükseltici	•	•	•
Frekans düşürme	Speech Rescue™	Speech Rescue™	Speech Rescue™
Ses Kalitesi			
Temiz Dinamikler	•	•	-
Daha İyi Kulak Önceliği	•	•	-
Uygulama Bant Genişliği*	10 kHz	8 kHz	8 kHz
Bas Artırma (ses iletiminde)	•	•	•
Sinyal İşleme Kanalları	64	48	48
Kişiselleştirme ve Optimum Uygulama			
Uygulama Bantları	24	20	18
Çoklu Direksiyonalite seçenekleri	•	•	•
Adaptasyon Yönetimi	•	•	•
Uygulama Formülleri	VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5	VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5	VAC+, NAL-NL1/NAL-NL2, DSL v5
Dünya'ya bağlantı			
Oticon Companion App	•	•	•
Hands-free iletişim**	•	•	•
Doğrudan akış***	•	•	•
ConnectClip	•	•	•
EduMic	•	•	•
Remote Control 3.0	•	•	•
TV Adapter 3.0	•	•	•
Phone Adapter 2.0	•	•	•
Ek özellikler			
Tinnitus SoundSupport™	•	•	•
CROS/BiCROS desteği	•	•	•

OTICON | Real

Ürün karşılaştırması



oticon
life-changing technology

* Uygulama sırasında kazanç ayarı için ulaşılabilir frekans alanı

** Hands-free iletişim, iOS 15.2 veya üzeri işletim sistemine sahip iPhone 11 ve iPadOS 15.2 veya üzeri işletim sistemine sahip iPad için geçerlidir.

*** iPhone, iPad, iPod touch ve Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) protokolüne sahip belirli Android™ cihazlardan

Oticon Real™

miniRITE R, miniRITE T, miniBTE R ve miniBTE T

Oticon Real, gücünü Polaris R™ platformundan alan MoreSound Intelligence 2.0 ve MoreSound Amplifier 2.0 ile birlikte sunulur. Yükseltilmiş özellikler, rüzgâr ve temas gürültülerinin yanı sıra hem hafif hem de yüksek ani sesleri optimum seviyede yönetir. İyileştirmeler, beyin için rahatsız edici olmayan çevre sesleri de dahil, eksiksiz ve dengeli bir ses ortamına erişim sağlar. Tüm Oticon Real işitme cihazları Made for iPhone işitme cihazlarıdır ve hands-free iletişimi desteklerler. Onlar ayrıca, iPhone, iPad, iPod touch ve belirli Android cihazlardan doğrudan ses akışı sağlayan Android™ Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) protokolü ile de uyumludur.

Oticon Real miniRITE R - şarj edilebilir lityum-iyon pil ile çalışan, gizli görünümde bir tasarım sunar. Bu model, telecoil ve çift basma düğmesine sahiptir.

Oticon Real miniRITE T - kullanım kolaylığı için LED ışıklı gizli görünümde bir tasarım sunar. Bu model telecoil ve çift basma düğmesine sahiptir. Kullan at özellikli bir çinko-hava pille birlikte sunulur.

Oticon Real miniBTE R - şarj edilebilir bir BTE modelidir. Şarj edilebilir lityum-iyon pille çalışır. Bu model, telecoil ve tek basma düğmesine sahiptir.

Oticon Real miniBTE T - boyut olarak küçüktür ve kulakların çoğuna uyum sağlar. Kolay kullanım için bir LED ışıkla birlikte sunulur. Bu model, telecoil ve tek basma düğmesine sahiptir. Kullan at özellikli bir çinko-hava pille çalışır.



TwinLink
NFMI + 2,4 GHz

IP68

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen www.oticon.global/compatibility adresini ziyaret edin


© VarioTherm, Dreve'nin tescilli ticari markasıdır

www.oticon.tr



miniFit hoparlör seçenekleri:

Dört farklı çıkış performansına sahip hoparlörler arasından seçim yapın.




miniFit kulaklıklar:

miniFit kulaklıklar, standart kubbeleri ve kişiye özel kalıpları içerir. Lite Uç ve Mikro kalıp akrilik, yumuşak silikon veya VarioTherm® malzeme ile sunulur.



Uygulama aralıkları - miniRITE




*Yalnızca miniRITE R için geçerlidir

miniBTE için boynuz ve ince hortum:

miniBTE boynuzu ve kişiye özel kalıplarımız veya miniFit kulaklıklarımızla Corda miniFit ince hortumu arasında seçim yapın.



Uygulama aralıkları - miniBTE



oticon
life-changing technology